

Pot de pastilles désinfectantes pour eau de condensat

- cod. HCC100055



DESCRIPTIF

Grâce à son action désinfectante, il permet d'éliminer les mauvaises odeurs dues à la formation de limon dans les cuvettes de récupération de condensat.

Les pastilles doivent être insérées dans le bac à condensat, 10/12 pièces tous les 3 mois.

Quantité par pot : 200 pièces

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
HCC100055	POT DE SINITISATION D'EAU DE CONDENSAT (200 PCS)

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.